





B-10 Yün Elastik Ayak Bilekliği

Elastik kumaştan yapılan bilekliğin takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Önden walcrolarla ayarlanır. Bileklik ayak ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

DD-005 Havalı Ayak Bilekliği

Ayak bileğini desteklemek amacıyla bileğin sağ ve sol tarafına gelen destekler sert plastikten yapılmıştır. Plastiklerin iç kısımları hava tutabilen malzemeyle kaplanmıştır. Tek boy olarak imal edilen bileklik walcrolu ayar mekanizmasıyla sağ sol ayrımı olmadan tüm ayaklara uygulanabilmektedir. Bilekliğin içerisine standart hava takviyesi yapılmış olup isteğe bağlı olarak pompayla üstte bulunan sibobundan hava takviyesi yapılabilir.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında, ayak bileğinin tekrarlayan burkulmalarında ve ameliyat sonrasında koruyucu olarak kullanılır



N-16 Sporcu Ayak Bilekliği

Dış yüzeyleri bileğin anatomik şekline göre şekillendirilmiş forexten yapılan bilekliğin iç kısımları 3 mm. plastizot ile kaplanmıştır. Ayar mekanizması 4 ayrı noktadan destek alan 2 adet walcrobandla sağlanmış olup tek boy olarak üretilmektedir. Taban kısmında ayak tabanına göre şekillendirilmiş yarım tabanlık bulunduğu için sağ ve sol ayrı modelleri bulunmaktadır.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında, ayak bileğinin tekrarlayan burkulmalarında, spor müsabakalarında ve ameliyat sonrasında koruyucu olarak kullanılır.





N-16B Black Sporcu Ayak Bilekliği

Dış yüzeyleri bileğin anatomik şekline göre şekillendirilmiş sert plastikten yapılan bilekliğin iç kısımları latex ped ile kaplanmıştır. Ürünün sert dış yapısı iyi stabilizasyon yumuşak iç yapısı etkili kompresyon sağlar.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında, ayak bileğinin tekrarlayan burkulmalarında, spor müsabakalarında ve ameliyat sonrasında koruyucu olarak kullanılır.

N-53T Aşil Botu

Özel tabanı sayesinde fizyolojik yürüyüş sağlayan bot sabit eklemlidir. İçerisinde üç adet topuk yükselticisi bulunmaktadır. Her yükseltici 12,5' açı ayarında immobilizasyon sağlar. Her ayağa uyarlanabilen 3 ölçüsü mevcuttur. Bot içerisinde kullanılan süngerli kumaş ekstra konfor sağlar.

Endikasyon: Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisinde, bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrasında, Ön ve orta ayak Tarsus yaralanmalarında, talus, kalkaneus ve medial malleol kırıklarında, aşil tendon rüptürünün konservatif veya cerrahi tedavisinden sonra erken fonksiyonel terapide kullanılır.



N-53W Açık Ayarlı Ayak Bilekliği - Rom Walker

Özel tabanı sayesinde fizyolojik yürüyüş sağlayan bot her 10' açı ayarında immobilizasyon sağlar.

Plantar fleksiyon: 0', 10', 20', 30', 40'

Dorsifleksiyon: 20', 10', 0'

Her ayağa uyarlanabilen 3 ölçüsü mevcuttur. Bot içerisinde kullanılan süngerli kumaş ekstra konfor sağlar.

Endikasyon: Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisinde, bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrasında, Ön ve orta ayak Tarsus yaralanmalarında, talus, kalkaneus ve medial malleol kırıklarında kullanılır.



O-10 8 Tipi Ayak Bilekliği

8 cm. eninde elastik banttıan yapılan bileklik ayak bileğine sarılıp uçlarında bulunan 5 cm'lik welcronun birbirine yapıřtırılmasıyla kullanılır. Ayakkabı içinde rahatlıkla giyilebilir. 5 deęişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Ayak bileęi burkulmalarında ve baę gevşekliğinde kullanılır.

R-5 Örgü Ayak Bilekliği

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen bileklik medial ve lateralde bulunan özel anatomik silikon pedlerle ayak bileğine destek sağlar, ödemi çözer, dolaşımı hızlandırır, ayak bileğine koruma sağlar. Gri renk ve 4 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Akut ve kronik ayak bileęi burkulmalarında, ligament instabilitesinde, yumuşak doku travmalarında, spor aktiviteleri sırasında kullanılır.



V-5A Anatomik Elastik Ayak Bilekliği

Bileklikler gıpe lastik muz naylondan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Bilekliklere dokuma esnasında bileğin anatomik şekli verilmiş olup topuęa gelen bölge açık bırakılarak topuğun tam oturması sağlanmıştır. Bilek yan baęlarına gelen bölgeye řerit şeklinde sıkı dokuma yapılarak ekstra destek verilmiştir. 4 deęişik boyu mevcut olup ten rengidir.

Endikasyon: Bilek burkulmalarında ve lif kopmalarında kullanılır.





V-5B Bağcıklı Ayak Bilekliği

Özel korselik kumaştan yapılan bilekliğin sağ ve sol yanlarına koyulan plastik balenlerle bileği tam kavraması tasarlanmıştır. Önde açılan deliklere kapsül takılmış, kapsüllerden geçirilen bağcıkla geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Beyaz renk olarak 5 değişik boyda üretilmiştir.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında, ameliyat ve alçı sonrasında kullanılır.

V-5C Elastik Ayak Bilekliği Yan Destekli

Elastik kumaştan yapılan bilekliğin iki yanına dikilen kolonlar içerisine plastik balen yerleştirilmiştir. Kapama ve ayar mekanizması önde 4 adet welcro ile sağlanmaktadır. 5 değişik boyu olan bilekliğin beyaz ve ten rengi mevcuttur.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında, ameliyat ve alçı sonrasında kullanılır.



V-5D Elastik Ayak Bilekliği yan Destekli + 8 Bantlı

Balenli ayak bilekliğine ilaveten 8 şeklinde bileğe sarılan ekstra desteği bulunmaktadır.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında, ameliyat ve alçı sonrasında kullanılır.

